

Anti-Marcksl1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P49006

품목 번호: CM0023724

소개

인간 MARCKSL1 (MARCKS-like protein 1)에 대한 토끼 폴리클론항체, WB 및 ELISA에서 검증됨. 마우스 및 래트와 교차반응. 액틴 세포골격 및 세포 이동 연구에 적합. 19 kDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MARCKSL1 Rabbit pAb
비고/별칭	MARCKSL1; F52; MACMARCKS; MLP; MLP1; MRP; MARCKS like 1
종	인간
유전자 ID	65108
면역원	합성 펩타이드 - 인간 MARCKSL1 (NP_075385.1)의 아미노산 95-195에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P49006
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스백