

Anti-Marco 폴리클론항체 (Wb, If-P, Elisa 용) - Q9Uew3

품목 번호: CM0015077

소개

인간 MARCO (scavenger receptor A6/SCARA2)에 대한 토끼 폴리클론항체로 웨스턴 블롯, 면역형광, ELISA에 사용됩니다. 인간, 마우스, 래트와 교차반응합니다. 선천면역 및 대식세포 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MARCO Rabbit pAb
비고/별칭	SR-A6; SCARA2; MARCO
종	인간
유전자 ID (인간)	8685
유전자 ID	8685
면역원	인간 MARCO (NP_006761.1)의 아미노산 421-520에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UEW3
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스백