


Anti-Mark1 토끼 다클로날 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - Q9P0L2

품목 번호: CM0027156



소개

WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 MARK1 폴리클로날 항체입니다. 세포 극성 및 Wnt 신호 전달을 조절하는 세린/트레오닌 키나아제인 인간 및 마우스 MARK1을 검출합니다. 신경과학 및 암 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	MARK1 Rabbit pAb
비고/별칭	MARK; Par1c; Par-1c; MARK1
종(Species)	Human
GeneID (인간)	4139
GeneID	4139
면역원(Immunogen)	인간 MARK1 (NP_061120.3)의 아미노산 560-700에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	Q9P0L2
단백질 분자량	89kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)