

Wb 및 Elisa용 Anti-Mark2 토끼 단일클론 항체 - Q7Kzi7

품목 번호: CM0008334



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 고특이성 MARK2 (EMK1/PAR-1) 토끼 단일클론 항체로, 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 세포 극성, 미세소관 역학 및 신경생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MARK2 Rabbit mAb
비고/별칭	EMK1; EMK-1; PAR-1; Par1b; Par-1b; MARK2
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	2011
면역원(Immunogen)	인간 MARK2 (Q7KZI7)의 아미노산 689-788 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q7KZI7
단백질 분자량	88kDa
배송(Shipping)	아이스백