

Anti-Mark2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q7Kzi7

품목 번호: CM0021910



소개

WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 MARK2 Rabbit pAb로, 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응성을 나타냅니다. 세포 극성, 미세소관 역학 및 신경 세포 이동 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MARK2 Rabbit pAb
비고/별칭	EMK1; EMK-1; PAR-1; Par1b; Par-1b; MARK2
종	인간(Human)
GeneID (인간)	2011
GeneID	2011
면역원	인간 MARK2 (Q7KZI7)의 아미노산 350-455에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q7KZI7
단백질 분자량	88kDa
배송	아이스백(Ice bag)