

Anti-Mark3 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - P27448

품목 번호: CM0019155



소개

인간 MARK3 키나아제를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. MARK3는 미세소관 관련 단백질을 인산화시키고 힙포 신호전달과 세포주기 진행을 조절합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MARK3 토끼 pAb
비고/별칭	KP78; VIPB; CTAK1; PAR1A; Par-1a; MARK3
종	인간
유전자 ID (인간)	4140
유전자 ID	4140
면역원	인간 MARK3 (NP_001122390.2)의 아미노산 1-100 서열에 해당하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P27448
단백질 분자량	84kDa
배송 방법	아이스백