


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Mars 토끼 다클론 항체 - P56192

품목 번호: CM0027328



소개

인간 MARS(메티오닌-tRNA 리가아제)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 랫드 MARS를 검출하며 단백질 합성 및 신경 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MARS 토끼 pAb
비고/별칭	MRS; ILLD; MARS; TTD9; CMT2U; ILFS2; METRS; MTRNS; SPG70
종	인간
유전자 ID (인간)	4141
유전자 ID	4141
면역원	인간 MARS (NP_004981.2)의 아미노산 1-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 단백질/재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	P56192
단백질 분자량	101kDa
배송	아이스 팩