


Wb, Elisa용 Anti-Marveld2 토끼 다클론 항체 - Q8N4S9

품목 번호: CM0025962



소개

MARVELD2(tricellulin)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA 검증 완료. 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. 밀착 연결(tight junction) 및 난정 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MARVELD2 토끼 pAb
비고/별칭	Tric; DFN49; MARVD2; MRVLC2; MARVELD2
종	인간
유전자 ID	153562
면역원	인간 MARVELD2(NP_001033692.2)의 200-300 아미노산 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q8N4S9
단백질 무게	64kDa
배송	아이스팩