

Anti-Mas1L Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P35410

품목 번호: CM0013969

소개

인간 MAS1L (MRG, MAS1-like)을 표적으로 하는 Rabbit polyclonal antibody로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 막 수용체 연구 및 G 단백질 연결 수용체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MAS1L Rabbit pAb
비고/별칭	MRG; MAS-L; dJ994E9.2; MASIL
종	인간
GeneID (Human)	116511
면역원	인간 MASIL (NP_443199.1)의 아미노산 1-70에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P35410
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백