

Anti-Masp1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P48740

품목 번호: CM0028079



소개

CamelBio는 인간, 마우스, 래트 샘플에서 WB 및 ELISA로 검증된 anti-MASP1 토끼 폴리클론 항체(UniProt P48740)를 공급합니다. 렉틴 및 대체 보체 경로의 핵심 개시자인 만난 결합 렉틴 세린 프로테아제 1을 표적으로 하여, 선천 면역 연구 및 진단 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MASP1 Rabbit pAb
비고/별칭	3MC1; MAPI; MASP; RaRF; CRARF; MAP-1; MASP3; Map44; PRSS5; CRARF1; MASP-3; MASP1
종	인간
GeneID (Human)	5648
GeneID	5648
면역원	합성 펩타이드 인간 MASP1 (NP_001870.3)의 아미노산 20-300에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P48740
단백질 분자량	79kDa
배송	아이스백