

Anti-Mat1A 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q00266

품목 번호: CM0027753



소개

MAT1A (S-아데노실메티오닌 신테이스 아이소폼 타입 1)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 랫드와 교차 반응합니다. 면역원: 재조합 융합 단백질 (아미노산 1-395번). 일탄소 대사 및 간 질환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MAT1A 토끼 pAb
비고/별칭	MAT; SAMS; MATA1; SAMSI; MAT1A
종	인간
GeneID (인간)	4143
GeneID	4143
면역원	인간 MAT1A (NP_000420.1)의 아미노산 1-395번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q00266
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스 팩