

Wb, Elisa용 항-Mat2A 다클론 항체 - P31153

품목 번호: CM0029885



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 MAT2A 토끼 다클론 항체. 사람, 생쥐, 쥐와 반응합니다. 단일탄소 대사의 핵심 효소인 S-아데노실메티오닌 신타아제 아이소폼 타입-2를 표적으로 하며, 메틸화 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MAT2A 토끼 pAb
비고/별칭	MATA2; MATII; SAMS2; MAT2A
종	사람
유전자ID	4144
면역원	사람 MAT2A(NP_005902.1)의 1-395 아미노산을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	P31153
단백질 분자량	44kDa
배송 방식	아이스백