

Wb, Elisa용 Anti-Mat2A Rabbit Monoclonal Antibody - P31153

품목 번호: CM0003556



소개

인간 MAT2A에 대한 Rabbit monoclonal antibody로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 반응함. 일탄소 대사에서 중요한 S-adenosylmethionine synthase isoform type-2를 표적함.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MAT2A Rabbit mAb
비고/별칭	MATA2; MATII; SAMS2; MAT2A
종	인간
GeneID (인간)	4144
GeneID	4144
면역원	인간 MAT2A (P31153)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
원천	래빗
카테고리	모노클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P31153
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스백