


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Matk 토끼 다클로날 항체 - P42679

품목 번호: CM0029270



소개

WB, Atlas IHC-P 및 ELISA용 고품질의 anti-MATK 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐 및 흰쥐 MATK와 반응합니다. 조혈 신호 전달 및 키나제 조절 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	MATK Rabbit pAb
비고/별칭	CHK; CTK; HYL; Lsk; HYLTK; HHYLTk; MATK
종	사람(Human)
유전자 ID (사람)	4145
항원	사람 MATK (NP_647611.1)의 아미노산 352-466에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 흰쥐(Rat)
SWISS	P42679
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)