

Wb 및 Elisa용 항Matn4 토끼 다클론 항체 - O95460

품목 번호: CM0027063

소개

연골 세포외 기질 단백질인 인간 MATN4(마트릴린-4)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 세포외 기질(ECM) 및 골격 발달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MATN4 토끼 pAb
비고/별칭	MATN4
종	인간
유전자 ID (인간)	8785
유전자 ID	8785
면역원	인간 MATN4 (NP_085080.1)의 아미노산 221-540에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O95460
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스 팩