

Anti-Matrin 3 토끼 단일클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - P43243

품목 번호: CM0002302

소개

이 Matrin 3 토끼 단일클론 항체는 인간 Matrin 3 (P43243)를 특이적으로 검출하며 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 적합하며, 표적 크기는 약 95 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Matrin 3 Rabbit mAb
비고/별칭	MPD2; ALS21; VCPDM; Matrin 3
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	9782
유전자 ID	9782
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드: 인간 Matrin 3 (P43243)의 아미노산 700-800 내부의 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P43243
단백질 분자량	95kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)