

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Matrin 3 토끼 다클론 항체 - P43243

품목 번호: CM0028922

소개

인간, 마우스, 랫드에서 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 Matrin 3 토끼 다클론 항체(P43243). 핵 매트릭스, 전사, RNA 결합 및 선천 면역 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Matrin 3 토끼 pAb
비고/별칭	MPD2; ALS21; VCPDM; Matrin 3
종	인간
유전자 ID (인간)	9782
유전자 ID	9782
면역원	인간 Matrin 3(NP_001181884.1)의 아미노산 747-847에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
범주	다클론 항체
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P43243
단백질 분자량	95kDa
배송	얼음 주머니