

Wb, Elisa용 항매트릭스 메탈로프로테이나제-11 (Mmp11/스트로멜리신-3) 토끼 단클론 항체 - P24347

품목 번호: CM0002042

소개

인간 MMP11에 대한 재조합 토끼 단클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 MMP11을 검출하며 암 및 기질 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MMP11 토끼 단클론 항체
비고/별칭	ST3; SL-3; STMY3; MMP11
종	인간
유전자ID (인간)	4320
유전자ID	4320
면역원	합성 펩타이드 인간 MMP11 (P24347)의 아미노산 389-488 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P24347
단백질 분자량	55kDa
배송 방식	아이스 팩