


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Mbd3 단일클론 항체 - O95983

품목 번호: CM0006208



소개

인간 MBD3에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체. 웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스 및 래트 MBD3를 인식합니다. 염색질 재구성 및 유전자 침묵 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MBD3 Rabbit mAb
비고/별칭	MBD3; 메틸-CpG 결합 도메인 단백질 3
종	인간
GeneID (인간)	53615
GeneID	53615
면역원	인간 MBD3 (O95983)의 아미노산 1-100에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O95983
단백질 무게	33kDa
배송	아이스백