

Wb 및 Elisa용 항-Mbnl1 다클론 항체 - Q9Nr56

품목 번호: CM0026895



소개

인간 MBNL1에 대한 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 근육 및 심장 생물학에서 대체 스플라이싱 조절 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MBNL1 토끼 pAb
비고/별칭	EXP; MBNL
종	인간
유전자 ID (인간)	4154
유전자 ID	4154
면역원	인간 MBNL1 (NP_997176.1) 아미노산 280-380 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q9NR56
단백질 분자량	42kDa
배송 방법	아이스 팩