

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Mbnl1 토끼 단일클론 항체 - Q9Nr56

품목 번호: CM0004273



소개

인간 특이성을 가지며 WB, IF/ICC, ELISA 응용 분야에서 검증된 고품질 MBNL1 토끼 단일클론 항체입니다. 심장 트로포닌-T(cardiac troponin-T) 및 인슐린 수용체 pre-mRNA 프로세싱을 포함하여, muscleblind-like protein 1이 매개하는 대체 스플라이싱(alternative splicing) 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MBNL1 토끼 단일클론 항체 (mAb)
비고/별칭	EXP; MBNL; MBNL1
종	인간
유전자 ID	4154
면역원	인간 MBNL1(Q9NR56)의 289-388 아미노산 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9NR56
단백질 무게	42kDa
배송	아이스팩