

Wb용 항-Mbnl1 토끼 다클론 항체 - Q9Nr56

품목 번호: CM0030804



소개

인간 MBNL1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합하며 마우스와 래트와 교차 반응성을 가집니다. 대체 스플라이싱 및 근육 생물학 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	MBNL1 토끼 pAb
비고/별칭	EXP; MBNL; MBNL1
종	인간
유전자ID (인간)	4154
유전자ID	4154
면역원	인간 MBNL1 (NP_997176.1)의 아미노산 1-382에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NR56
단백질 분자량	42kDa
배송 방식	아이스백