

Wb, Elisa용 Anti-Mc1 수용체 단일클론 항체 - Q01726

품목 번호: CM0002968



소개

WB 및 ELISA용 인간 MC1 수용체(MSH-R)를 타겟으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 멜라노코르틴 신호 전달 및 색소 침착 연구에 대해 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MC1 수용체 토끼 mAb
비고/별칭	CMM5; MSH-R; SHEP2; MC1 수용체
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	4157
GeneID	4157
면역원(Immunogen)	인간 MC1 수용체(Q01726)의 아미노산 1-100에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q01726
단백질 분자량	35kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)