

Wb, Elisa용 항Mc1 수용체 다클론 항체 - Q01726

품목 번호: CM0014274



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 토끼 유래 항MC1 수용체 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 멜라닌 생성에 관여하는 멜라노사이트 자극 호르몬 수용체를 표적으로 하며, GPCR 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MC1 수용체 토끼 pAb
비고/별칭	CMM5; MSH-R; SHEP2; MC1 수용체
종	인간
유전자 ID (인간)	4157
면역원	인간 MC1 수용체 아미노산 200-317번 서열에 상응하는 합성 펩타이드입니다 (NP_002377.4).
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q01726
단백질 분자량	35kDa
배송 방식	아이스 팩