


Wb, Elisa용 항-Mc5 수용체 토끼 단일클론 항체 - P33032

품목 번호: CM0011347



소개

WB 및 ELISA용 인간 MC5 수용체(MC5R, MC-2) 표적 토끼 단일클론 항체. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. GPCR 신호 전달 및 멜라노코르틴 연구에 이상적입니다. 예측 분자량 37 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MC5 수용체 토끼 mAb
비고/별칭	MC2; MC5 수용체
종	인간
GeneID	4161
면역원	합성 펩타이드: 인간 MC5 수용체(P33032)의 아미노산 1-100번 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P33032
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스팩