


Wb 및 Elisa용 Anti-Mcat Rabbit Polyclonal Antibody - Q8Ivs2

품목 번호: CM0017562



소개

Western blot (WB) 및 ELISA 응용을 위한 MCAT Rabbit pAb; 인간 말로닐-CoA-아실 운반 단백질 트랜스아실라제, 미토콘드리아를 타겟으로 함; 재조합 면역원, 43kDa. 지방산 생합성 및 미토콘드리아 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MCAT Rabbit pAb
비고/별칭	MT; MCT; MCT1; fabD; NET62; FASN2C; MCAT
종	인간(Human)
GeneID (인간)	27349
GeneID	27349
면역원	재조합 단백질 인간 MCAT (NP_775738.3)의 아미노산 191-390에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q8IVS2
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)