


Anti-Mccc2 폴리클론항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa 용) - Q9Hcc0

품목 번호: CM0017390



소개

MCCC2 (MCCB)에 대한 토끼 폴리클론항체로, 인간, 마우스, 랫트에서 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증됨. 류신 분해 대사에서 메틸크로토노일-CoA 카르복실라제 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MCCC2 Rabbit pAb
비고/별칭	MCCB; MCCbeta; MCCC2
종	인간
GeneID (인간)	64087
GeneID	64087
면역원	인간 MCCC2 (NP_071415.1)의 아미노산 284-563에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q9HCC0
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스백