

Wb, Elisa용 항-Mcee 토끼 다클론 항체 - Q96Pe7

품목 번호: CM0018346



소개

인간 MCEE(메틸말로닐-CoA 에피머라제, 미토콘드리아)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 프로피오닐-CoA 대사 연구에 활용하실 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MCEE 토끼 pAb
비고/별칭	MCE; MMCE; GLOD2; MCEE
종	인간
유전자 ID	84693
면역원	인간 MCEE(NP_115990.3)의 아미노산 1-177에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q96PE7
단백질 분자량	19kDa
배송 방식	아이스백