

Wb 및 Elisa용 항-Mchr1 다클론 항체 - Q99705

품목 번호: CM0021737



소개

WB 및 ELISA용 토끼 항-MCHR1 다클론 항체. 인간, 마우스, 쥐와 교차 반응합니다. MCHR1은 섭식, 에너지 균형 및 수면을 조절하는 GPCR입니다. 신경과학 및 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MCHR1 토끼 pAb
비고/별칭	SLC1; GPR24; MCH1R; SLC-1; MCH-1R; MCHR1
종	인간
GeneID (인간)	2847
GeneID	2847
면역원	인간 MCHR1(NP_005288.3)의 1-95 아미노산 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q99705
단백질 무게	46kDa
배송	아이스팩