


Anti-Mcl1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - Q07820

품목 번호: CM0023569



소개

웨스턴 블롯용 인간 MCL1 (Mcl-1, Bcl2-L-3)에 대한 토끼 폴리클론 항체. 모든 이소형 검출; 세포사멸 조절에 관여함. 아미노산 100-200 내 펩타이드 면역원.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MCL1 토끼 pAb
비고/별칭	TM; EAT; MCL1L; MCL1S; Mcl-1; BCL2L3; MCL1-ES; bcl2-L-3; mcl1/EAT; MCL1
종	인간
GeneID (인간)	4170
GeneID	4170
면역원	인간 MCL1 (NP_068779.1)의 아미노산 100-200 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용	WB
교차 반응성	인간
SWISS	Q07820
단백질 분자량	37kDa
배송	아이스백