

웨스턴 블롯 및 Elisa용 Anti-Mcm10 Rabbit Polyclonal Antibody - Q7L590

품목 번호: CM0024859

소개

인간 MCM10(DNA 복제 개시 인자)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA 적용에 적합합니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 복제 스트레스 및 게놈 안정성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MCM10 Rabbit pAb
비고/별칭	CNA43; DNA43; IMD80; PRO2249; MCM10
종	인간
GeneID	55388
면역원	재조합 단백질: 인간 MCM10 (NP_877428.1)의 아미노산 616-875에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q7L590
단백질 분자량	98kDa
배송	아이스백