


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Mcm2 토끼 단클론 항체 - P49736

품목 번호: CM0002601



소개

인간 MCM2를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. DNA 복제 및 세포 주기 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MCM2 토끼 mAb
비고/별칭	BM28; CCNLI; CDCL1; cdc19; DFNA70; D3S3194; MITOTIN; MCM2
종	인간
유전자ID	4171
면역원	합성 펩티드 인간 MCM2 (P49736)의 아미노산 1-100 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P49736
단백질 분자량	102kDa
배송 방식	아이스백