


Wb, Elisa용 항-Mcm2 토끼 다클론 항체 - P49736

품목 번호: CM0016309



소개

DNA 복제 라이선싱 인자인 사람 MCM2를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB와 ELISA에서 검증되었으며 사람과 마우스에 교차 반응성을 가집니다. 세포 주기 및 복제 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	MCM2 토끼 pAb
비고/별칭	BM28; CCNLI; CDCL1; cdc19; DFNA70; D3S3194; MITOTIN; MCM2
종	사람
GeneID (사람)	4171
GeneID	4171
면역원	사람 MCM2 (NP_004517.2)의 아미노산 360-700에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스
SWISS	P49736
단백질 분자량	102kDa
배송	아이스 팩