


Anti-Mcm3 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P25205

품목 번호: CM0003123



소개

웨스턴 블롯, IHC, IF, IP 및 ELISA용 인간 MCM3 (P25205)에 대한 고품질의 토끼 단일 클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트 샘플에서 검증되었습니다. DNA 복제 및 세포 주기 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MCM3 Rabbit mAb
비고/별칭	HCC5; P1.h; RLFb; P1-MCM3; MCM3
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	4172
GeneID	4172
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드(Synthetic Peptide)
원천(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일 클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P25205
단백질 분자량(Protein Weight)	91kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)