


Wb, Elisa용 Anti-Mcm4 단일클론 항체 - P33991

품목 번호: CM0010611



소개

Western blot 및 ELISA용 인간 MCM4 표적 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스 및 랫드 MCM4와 교차 반응합니다. DNA 복제 및 세포 주기 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MCM4 토끼 mAb
비고/별칭	NKCD; CDC21; CDC54; IMD54; NKGCD; hCdc21; P1-CDC21; MCM4
종	인간
GeneID (인간)	4173
GeneID	4173
면역원	인간 MCM4(P33991)의 아미노산 764-863 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
항체 생산원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P33991
단백질 중량	97kDa
배송	아이스팩