


Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Mcm5 토끼 다클로날 항체 - P33992

품목 번호: CM0025689



소개

DNA 복제 라이선싱 인자 MCM5 (CDC46)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. 세포 주기 및 DNA 복제 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MCM5 Rabbit pAb
비고/별칭	CDC46, MGORS8, P1-CDC46, MCM5
종(Species)	Human
GeneID (Human)	4174
면역원(Immunogen)	인간 MCM5 (NP_006730.2)의 아미노산 1-230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	P33992
단백질 분자량(Protein Weight)	82kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)