


Anti-Mcm5 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P33992

품목 번호: CM0014895



소개

인간 MCM5를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증됨. 인간, 마우스, 랫드 MCM5와 반응. DNA 복제 및 세포 주기 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	MCM5 Rabbit pAb
비고/별칭	CDC46; MGORS8; P1-CDC46; MCM5
종	인간
GeneID (Human)	4174
GeneID	4174
면역원	인간 MCM5 (NP_006730.2)의 아미노산 1-230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P33992
단백질 분자량	82kDa
배송	아이스백