


Wb, Elisa용 Anti-Mcm6 토끼 단일클론 항체 (Kd 검증됨) - Q14566

품목 번호: CM0002825



소개

WB 및 ELISA용 KD 검증된 anti-MCM6 토끼 단일클론 항체; 사람 및 쥐 MCM6 (Q14566)를 검출하며, 이는 CMG 헬리카제 복합체에서 세포 주기당 한 번의 복제를 보장하는 핵심 DNA 복제 라이선싱 인자입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증됨] MCM6 토끼 mAb
비고/별칭	Mis5; P105MCM; MCG40308; [KO/KD 검증됨] MCM6
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	4175
면역원	사람 MCM6 (NP_005906.2)의 아미노산 601-821에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Mouse)
SWISS	Q14566
단백질 분자량	93kDa
배송	아이스백