


Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Mcm6 토끼 다클론 항체 - Q14566

품목 번호: CM0020505



소개

인간 MCM6에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, IF/ICC, IP 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드와 반응합니다. DNA 복제 및 세포 주기 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	MCM6 토끼 pAb
비고/별칭	Mis5; P105MCM; MCG40308; MCM6
종	인간
유전자 ID (인간)	4175
면역원	인간 MCM6(NP_005906.2)의 아미노산 562-821에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q14566
단백질 분자량	93kDa
배송	아이스팩