


웨스턴 블롯(Wb), 면역형광/면역세포화학(If/Icc), 면역침강(Ip), Elisa용 Anti-Mcm7 Rabbit Monoclonal Antibody - P33993

품목 번호: CM0003060



소개

웨스턴 블롯(WB), 면역형광/면역세포화학(IF/ICC), 면역침강(IP), ELISA에 검증된 Anti-MCM7 토끼 단일클론 항체입니다. DNA 복제에 필수적인 MCM2-7 복제 헬리케이스의 서브유닛인 인간 MCM7을 인식합니다. 세포주기 및 복제 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MCM7 Rabbit mAb
비고/별칭	MCM2; CDC47; P85MCM; PICDC47; PNAS146; PPP1R104; P1.1-MCM3; MCM7
종 특이성	인간(Human)
유전자 ID (인간)	4176
유전자 ID	4176
면역원	인간 MCM7 (P33993)의 아미노산 600-700에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
항체 원천	토끼(Rabbit)
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P33993
단백질 분자량	81kDa
배송 조건	아이스백