


Wb, Elisa용 Anti-Mcmbp 폴리클로날 항체 - Q9Bte3

품목 번호: CM0030999



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 Anti-MCMBP 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간 및 마우스와 반응합니다. 미니 염색체 유지 복합체 결합 단백질(mini-chromosome maintenance complex-binding protein)을 표적하며, DNA 복제 및 자매 염색분체 응집(sister chromatid cohesion)의 주요 조절 인자입니다. 세포 주기 및 크로마틴 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	MCMBP Rabbit pAb
비고/별칭	MCM-BP; C10orf119; MCMBP
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	79892
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 MCMBP (NP_079110.1)의 아미노산 1-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q9BTE3
단백질 분자량	73kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)