


Wb 및 Elisa용 항-Mcoln2 (Trpml2) 토끼 다클론 항체 - Q8Izk6

품목 번호: CM0018787



소개

인간 MCOLN2 (TRPML2)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간 및 래트와 교차 반응합니다. 리소좀 이온 채널 기능, 막 수송 및 면역 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MCOLN2 토끼 pAb
비고/별칭	TRPML2; TRP-ML2; MCOLN2
종	인간
유전자 ID (인간)	255231
유전자 ID	255231
면역원	인간 MCOLN2 (NP_694991.2)의 아미노산 90-275에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 래트
SWISS	Q8IZK6
단백질 분자량	66kDa
배송 방식	아이스 팩