

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Mcu 폴리클론항체 - Q8Ne86

품목 번호: CM0020063



소개

인간 미토콘드리아 칼슘 유니포터 MCU를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체. WB, IF/ICC, ELISA에 적합. 인간, 마우스, 래트와 교차반응. 미토콘드리아 칼슘 신호전달 및 세포 생체에너지 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MCU Rabbit pAb
비고/별칭	HsMCU; C10orf42; CCDC109A; MCU
종	인간
유전자 ID (인간)	90550
유전자 ID	90550
면역원	인간 MCU (NP_612366.1)의 아미노산 51-170에 해당하는 서열을 포함하는 제조업 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8NE86
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스백