

Wb 및 Elisa용 Anti-Mcu 토끼 다클로날 항체 - Q8Ne86

품목 번호: CM0019927



소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 토끼 다클로날 MCU 항체입니다. ATP 생성, 칼슘 신호 전달 및 세포 사망 경로를 조절하는 미토콘드리아 칼슘 유니포터인 인간, 마우스, 랫트 MCU를 인식합니다. 미토콘드리아 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MCU Rabbit pAb
비고/별칭	HsMCU; C10orf42; CCDC109A; MCU
종	인간
유전자 ID	90550
면역원	인간 MCU (NP_612366.1)의 아미노산 51-170에 해당하는 재조합 용합 단백질
공급원	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q8NE86
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스 팩