


Wb, Elisa용 항Mda5 토끼 다클론 항체 - Q9Byx4

품목 번호: CM0018852



소개

바이러스 RNA의 세포질 센서이며 항바이러스 선천성 면역 활성화 인자인 인간 MDA5(IFIH1)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	MDA5 토끼 pAb
비고/별칭	IFIH1; AGS7; Hlcl; IDDM19; MDA-5; MDA5; RLR-2; SGMRT1; 인터페론 유도 헬리카제 C 도메인 1
종	인간
GeneID (인간)	64135
GeneID	64135
면역원	제조업 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9BYX4
단백질 분자량	25 kDa/117 kDa
배송	아이스 팩