

웨스턴 블롯(Wb), Elisa용 Anti-Mdh1 단일클론 항체 - P40925

품목 번호: CM0004680



소개

인간 MDH1에 대한 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 내인성 MDH1을 검출합니다. 대사 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MDH1 Rabbit mAb
비고/별칭	KAR; MDHA; MOR2; DEE88; MDH-s; EIEE88; HEL-S-32; MGC:1375; MDH1
종	인간
GeneID (Human)	4190
GeneID	4190
면역원	합성 펩타이드 인간 MDH1 (P40925)의 아미노산 235-334 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P40925
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스백