

Wb 및 Elisa용 Mdh1 다클론 항체 - P40925

품목 번호: CM0028077



소개

인간, 마우스, 래트에서 WB 및 ELISA로 검증된 재조합 인간 MDH1 (1-334 아미노산) 다클론 항체입니다. 말산-아스파르테이트 셔틀 및 TCA 회로에 존재하는 세포질 말산 탈수소효소를 표적으로 합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	MDH1 토끼 pAb
비고/별칭	KAR, MDHA, MOR2, DEE88, MDH-s, EIEE88, HEL-S-32, MGC:1375, MDH1
종	인간
유전자ID (인간)	4190
유전자ID	4190
면역원	인간 MDH1 (NP_005908.1)의 아미노산 1-334에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P40925
단백질 분자량	36kDa
배송 방식	아이스 팩