

Wb, Ihc-P, Elisa용 항Mdh2 토끼 단클론 항체 - P40926

품목 번호: CM0003133



소개

인간 MDH2를 표적으로 하는 고품질 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 생쥐 및 쥐 MDH2와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 대사 및 신경학적 장애 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	MDH2 토끼 단클론 항체
비고/별칭	MDH; MOR1; DEE51; M-MDH; EIEE51; MGC:3559; MDH2
종	인간
유전자ID (인간)	4191
유전자ID	4191
면역원	인간 MDH2 (P40926)의 아미노산 50-150 영역 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P40926
단백질 분자량	36kDa
배송 방식	아이스백