

Ihc-P 및 Elisa용 Anti-Mdm2 Rabbit Monoclonal Antibody - Q00987

품목 번호: CM0004384



소개

인간 MDM2에 대한 Rabbit monoclonal antibody로, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 합성 펩타이드 면역원이 N-말단 영역(aa 101-200)을 표적합니다. 암에서의 p53 유비퀴티닌화 및 발암 역할 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MDM2 Rabbit mAb
비고/별칭	HDMX; LSKB; hdm2; ACTFS; MDM2
종	인간
유전자 ID (인간)	4193
면역원	인간 MDM2 (NP_001354919.1)의 아미노산 101-200에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	모노클로날 항체
적용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q00987
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스팩