

Anti-Mdm2 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q00987

품목 번호: CM0007415



소개

사람 MDM2 (HDM2)에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. p53 경로, 세포 사멸 및 암 연구에서 E3 유비퀴틴 리가제를 연구하는 데 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	MDM2 Rabbit mAb
비고/별칭	HDMX; LSKB; hdm2; ACTFS; MDM2
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	4193
GeneID	4193
면역원(Immunogen)	사람 MDM2 (NP_001354919.1)의 아미노산 101-200 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human)
SWISS	Q00987
단백질 분자량(Protein Weight)	11kDa/14kDa/24kDa/30kDa/33kDa/35kDa/48kDa/49kDa/55kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)